

INFORMATION

No. 0901-02

測定試薬・測定方法変更のお知らせ

お得意様各位
謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記の項目につきまして、測定試薬・測定方法を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

5302 クロストリジウム・ディフィシル毒素

変更内容

	新	旧
測定方法	イムノクロマトグラフィー法	ELFA法 (酵素免疫蛍光測定法)

上記項目につきまして試薬販売中止に伴い、測定試薬を変更いたします。従来の試薬に関してはToxinAの検出用試薬でしたが、新試薬につきましてはToxinAおよびToxinBの検出用試薬になります。この変更に伴い、測定方法を変更させていただきます。

なお、基準値、依頼コード、検体必要量等の変更はございません。

新試薬と旧試薬の相関図

		旧試薬		
		陽性	陰性	計
新試薬	陽性	47	3	50
	陰性	1	54	55
計		48	57	105

検討例数 n= 105
全体一致率 96.2%
(101例 / 105例)

【メーカー資料】

変更期日

平成21年 2月 2日(月) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>