

INFORMATION

No. 2011-25

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記項目の「結核菌IFN- γ 《ELISPOT法》」の内容を変更させていただきますこととなりました。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2946	結核菌IFN- γ	報告形態	(-)・(+) 判定保留・判定不可	陰性・陽性 判定保留・判定不能
		備考	月～土	月～金
		容器・採血量	下記参照※	左同
2947	結核菌IFN- γ SPOT数	報告形態	(-)・(+) 判定保留・判定不可	陰性・陽性 判定保留・判定不能
			陰性対照:抗原A・抗原B 陽性対照:数値(上限20)	陰性コントロール・A抗原・B抗原 陽性コントロール:数値(上限なし)
		備考	月～土	月～金
		容器・採血量	下記参照※	左同

【注】

旧容器は使用不可のため、新容器への変更を実施いたします。

※新	旧
	
検体必要量: 10mL	検体必要量: 5mL

■変更日

2021年 1月 4日(月) 受領分より

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>