

INFORMATION

No. 2205-22

遮光容器納期遅延と 代替品に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ニプロ社より、真空密封型採血管の製品におきまして入荷遅延が発生している為、一時的に欠品となる連絡がありました。



理由といたしましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、出荷が遅れており、納期遅延が発生しているためです。供給が再開されるまでの代替品といたしまして、テルモ社製EDTA-2Na容器と遮光容器(血清)のセットに順次切替えさせていただきます。

先生方には急なご連絡で大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■納期遅延容器と代替品

	代替品	現行品
代替容器セット ・EDTA-2Na容器 ・容器番号:Z 遮光容器(血清)		容器番号:47 遮光容器(血液・EDTA) 
主な検査項目 ・ビタミンB1 ・ビタミンB2		
採血量	7.0mL	4.0mL

※ 提出方法については裏面をご参照ください。

■変更日

在庫状況に応じて順次代替品と切替えさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所


* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■ 提出方法

使用容器

- ・代替容器/EDTA-2Na容器 (7.0mL)
- ・容器番号: Z/遮光容器(血清)



- ① EDTA-2Na容器に採血します。
- ② 遮光容器の蓋を捨て、EDTA-2Na容器をそのまま入れてください。
- ③ 飛び出さないようにパラフィルムで養生してご提出ください。

注意 検体ラベルはEDTA-2Na容器にだけ貼付し、遮光容器には何も貼付しないでください。