

INFORMATION

No. 2208-29

SARS-CoV-2 核酸同定〈ぬぐい液〉 専用(採取)容器に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



この度、弊社で取り扱っておりますSARS-CoV-2〈ぬぐい液〉専用(採取)容器につきまして、販売元の日本ベクトン・ディッキンソン株式会社にて生産が追いつかないため安定供給出来ない状況が発生しております。このため、今後は下記の株式会社グライナー・ジャパンのSARS-CoV-2〈ぬぐい液〉専用(採取)容器を順次併用供給させていただきます。

先生方には急なご連絡で大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 現行品 および 併用品

	併用品	現行品
容器番号: 51 SARS-CoV-2 〈ぬぐい液〉専用容器 ・滅菌緩衝液 ・溶液量 : 3.0mL		

※併用製品概要

本製品はPET素材で、4℃で72時間までSARS-CoV-2が付着したスワブを保管できるように調整されたリン酸緩衝食塩水(PBS)が充填されております。このチューブはVACUETTE®セーフティツイストキャップ(挿入後、時計回りにまわして蓋をしっかりと閉めてください。)を採用しています。チューブ内部は滅菌されており、現行品と同様、検査結果に影響を与えません。

■ 変更日(併用開始日について)

在庫状況に応じて順次併用品をお届けさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>