

INFORMATION

No. 2301-02

血沈用容器に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で取り扱っております血沈用容器につきまして、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社製(硝子管)から、破損の恐れが少ないニプロ株式会社製(PET管:ポリエチレンテレフタレート管)へと順次切替えさせていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 現行容器と新容器

	新容器	現行容器
容器番号:F 血沈用容器 ・クエン酸 ナトリウム		
採血量	1.6mL	1.6mL

※新容器から個包装となります。

■ 変更日

在庫状況に応じて順次新容器へと切替えさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>