

INFORMATION

No. 2403-12

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。



亜鉛検査において、採取容器を容器番号Vの金属分析用容器から容器番号Aの汎用容器(分離剤入り)へ変更になります。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
0573	亜鉛(血清)	採取容器	 容器番号 A 汎用容器 容量:8.5 mL	 容器番号 V 金属分析用容器 容量:3 mL
		備考	溶血検体でのご依頼は測定値に影響が出ますので避けてください。真空採血管のゴム栓には亜鉛が含まれているものがあります。当社指定容器以外をご使用の際にはご注意ください。	必ず指定容器使用

※弊社汎用容器(分離剤入り)では測定値への影響がないことが確認されており、金属分析用容器への採取は不要となりました。検体量、基準値等の検査要項の変更はございません。

(裏面へ続く)

■変更日


2024年 4月 1日(月) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

血清と金属用血清との相関図



(委託先検討データ)