

INFORMATION

No. 2505-19

TARC検査 採取容器に関するご注意

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、試薬製造販売元(シスメックス株式会社)より、下記項目の採取容器につ
きまして注意喚起の連絡がございましたのでご案内いたします。

謹白

記

■対象検査項目

コード	検査項目
2995	TARC

- 試薬製造販売元より、本検査の採取容器につきまして、
「トロンビン入りの採取管は測定値に影響を与えるおそれがあるため使用しないでください」
との連絡がございました。
トロンビン入り採取管のご使用は避けていただきますようお願い申し上げます。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>