

INFORMATION

No. 2005-10

新型コロナウイルス「抗体検査」のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社より、国内において研究用試薬として「Elecsys Anti-SARS-2(RUO)」が発売されました。本製品は既に欧州におけるCEマークを取得し、5月初めに米国における米食品医薬品局(FDA)の緊急使用許可を得ている製品となります。今後、国内においても早めの承認申請が見込まれる中、当社といたしましても7月1日受領分より正式受託を決定いたしました。

今後とも先生方のご要望にお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、引き続きお引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

敬具



■内容

コード	検査項目名	採取容器	検体量	検査方法	基準値 (単位)	所要日数
4537	SARS-CoV-2抗体	A	血清 0.5mL (冷蔵)	ECLIA	1.0未満 COI (-)	1~3日

・ヒト血清中の重症急性症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)に対する抗体を定性的に検出するイムノアッセイ。

・PCR陽性後、約2週間以降の検出感度は100.0%、特異度は99.8%。

■受託開始日

2020年 7月 1日(水) より受託開始

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>