

# INFORMATION

No. 2010-23

## 採取容器及び採血量変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記項目の検体採取容器「 $\beta$ -TG.PF-4用試験管(容器種別:X)」が製造販売中止されることに伴い、別メーカーが販売する代替容器に変更させていただくこととなりました。採血量も2.7mL(旧 4.5mL)へと変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。



先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■変更内容

対象検査項目： [コード;0346] 血小板第4因子(PF-4)  
[コード;1236]  $\beta$ -トロンボグロブリン( $\beta$ -TG)

新		旧(現行)	
◇容器番号 X ・血小板第4因子(PF-4) ・ $\beta$ -トロンボグロブリン( $\beta$ -TG)	 [アルミ包装]	◇容器番号 X ・血小板第4因子(PF-4) ・ $\beta$ -トロンボグロブリン( $\beta$ -TG)	

- ・旧容器はご使用いただけますが、有効期限が2020年11月30日(月)となります。
- ・内容(添加剤)および保管方法に変更はありません。

#### ■変更日

2020年 11月中旬以降、在庫状況に応じて順次切替えさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>